

Seit 1882 - Made in Germany.

Produktübersicht
Wägetische



WÄGETISCHE

Wir bieten Lösungen...






...keine Kompromisse!

Wägetische

Hochauflösende Mikro- und Analysenwaagen sollten in einem Arbeitsumfeld mit einem Minimum an störenden Vibrationen platziert werden. Der Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterungen und Schwingungen zu absorbieren. Die entkoppelte Bauform verhindert, dass Erschütterungen von außen auf die Wägeplatte übertragen werden. Dadurch wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts gewährleistet. Wägetische sind alleinstehende oder in Tischabwicklungen eingebaute Spezialisten für das schwingungsfreie Messen von kleinsten Mengen.

- Ermöglicht einen direkt am Arbeitsplatz integrierten Wägearbeitsplatz für präzise Wägearbeiten z.B. mit Feinwaagen oder andere schwingungsempfindliche Analysegeräte
- Ideal zur vibrationsarmen Aufstellung von Analysegeräten durch schwingungsgedämpft gelagerten Wägeblick und mechanisch entkoppeltes Tragegestell
- Gut zu reinigen durch glatte Oberflächen
- robusten, stabilen Rahmen
- Wägeplatte aus Granit
- Verstellbare Füße
- Erfüllt mittels 4 Dämpfern strengste Kriterien bei der Vibrationsdämpfung
- Ermöglicht schnelle Stabilisierungszeiten



Abbildung	Artikel:	Beschreibung:	Bestellnummer:		
	JW-Wägetisch 1000x500 mm	Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterungen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts gewährleistet. JW-Wägetisch bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Untergestell mit Aluminiumprofil und 4 Maschinenfüßen, Maße (LxBxH): 950x450x845 mm • Steinplatte aus Granit, Maße (LxBxH): 1000x500x40 mm 	1030-0001		
	JW-Wägetisch 1000x500 mm, fahrbar	Der JW-Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterungen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts gewährleistet. JW-Wägetisch bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Untergestell mit Edelstahlprofil und 4 Maschinenfüßen, Maße (LxBxH): 1000x500x950 mm • Steinplatte aus Granit, Maße (LxBxH): 1000x500x50 mm, Oberfläche poliert inkl.: <ul style="list-style-type: none"> • 2 Bockrollen • 2 Lenk-/Bremsrollen • Griff • Schublade rollengelagert, abschließbar • 3 Steckdosen 230 V 	1030-0002		
	Windschutz für JW-Wägetisch 1000x500 mm aus Plexiglas	mit 4 Plexiglasscheiben, Einlassprofil und Enddeckel Maße (LxBxH): 910x450x420 mm	1030-0003		
	JW-Wägetisch 500x500 mm	Wägetisch wurde konstruiert, um Erschütterungen und Schwingungen zu absorbieren. Dadurch wird eine schnelle Stabilisierung des Messwerts gewährleistet. JW-Wägetisch bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Untergestell mit Aluminiumprofil und 4 Maschinenfüßen, Maße (LxBxH): 450x450x845 mm • Steinplatte aus Granit, Maße (LxBxH): 500x500x40 mm 	1030-0004		
	Windschutz für JW-Wägetisch 500x500 mm aus Plexiglas	mit 4 Plexiglasscheiben, Einlassprofil und Enddeckel Maße (LxBxH): 450x450x420 mm	1030-0005		





JANNER WAAGEN

Firmenzentrale in Weiden i.d.OPf.

Janner Waagen GmbH, Dr.-von-Fromm-Str. 3, 92637 Weiden i.d.OPf.



Wir sind zertifiziert!

DIN EN ISO 9001:2015



Wägetechnik mit Tradition

Die Janner Waagen GmbH ist ein Familienunternehmen und seit 1882 erfolgreich in der Wägetechnik tätig. Mehr als 12.000 Kunden vertrauen auf unsere Produkte und unseren Service. Wir bieten unseren Kunden Lösungen für Ihre Wiegeaufgaben und den dazugehörigen Prozessen. Durch unsere eigene Entwicklung, Konstruktion und Fertigung können wir individuell und kundenorientiert Waagen/Wägesysteme mit einem Wägebereich von Milligramm bis 200 Tonnen und der dazugehörigen modularen Hard- und Software produzieren. Unser Unternehmen ist selbstverständlich in verschiedenen Bereichen zertifiziert und legt somit sehr hohen Wert auf die Qualität der Produkte und den dazugehörigen Service.

Wir sind akkreditiert!

Kalibrierlabor für Waagen und Gewichte nach DIN EN ISO 17025:2018



Top Qualität zum fairen Preis!



Denken Sie bitte an Ihre Folgekosten!
Denn Qualität zahlt sich immer aus.

PDF DOWNLOAD-CENTER



In unserem PDF DOWNLOAD-CENTER finden Sie sämtliche Broschüren zu unseren Produkten.

www.janner-waagen.com

shop.janner-waagen.com

Besuchen Sie unseren
Waagenshop

Fachhändler vor Ort

Profitieren Sie von unserem flächendeckenden Netz. Auch in Ihrer Nähe bieten wir einen kompetenten JW-Fachhändler. Kontaktieren Sie uns, wir sind stets für Sie da!



Janner Waagen

Janner Waagen GmbH

Dr.-von-Fromm-Str. 3
92637 Weiden i.d.OPf.

Telefon: 0961 / 38827-0
Telefax: 0961 / 38827-10
Internet: www.janner-waagen.de
E-Mail: info@janner-waagen.de